

Celestial Star™

Die Celestial Star™ ist ideal für chirurgische Eingriffe und spezialisierte Verfahren, bei denen Manövrierbarkeit und raumsparende Ausführung erforderlich sind. Die kompakte, fast wartungsfreie Leuchte hat eine außergewöhnliche Leistung und eine marktführende Erreichbarkeit und Flexibilität.

Die Celestial Star™ Mobil hat ähnliche Vorteile ist aber für mobile chirurgische Eingriffe vorgesehen. Ihre gegenbalzierte Armausführung macht sie extrem beweglich.



Deckenmodell

CELESTIAL STAR™ VORTEILE

- >>> Lieferbar in Decken-, duales Decken-, Wand- und mobile Ausführung
- >>> Niedriger Serviceaufwand - raumsparende Ausführung
- >>> 730 mm Auslegearm (990 mm Optional) für maximale Erreichbarkeit
- >>> 720° Rotation ermöglicht Kopf bis Fuß-Ausleuchtung
- >>> Abweichungsfreier, ausbalancierter Arm
- >>> 3x35W langlebige Halogenlampen (ca. 4.000 h)



Mobil

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss: 230-240V 50Hz AC oder 120V 60Hz AC

Beleuchtungsstärke: Bis 64.500 Lux

Lichtquelle: Halogenlampe – dichroitisch 12V/3x35W/10°

Farbtemp.: Bis 4.100 Kelvin

Medizinische Normen: FDA Klasse II gelistet

Farbe: Weiß – RAL 9002

Konfiguration:	Decke	Duale D.	Wand	Mobil
Gewicht:	23.6 kg	47,2 kg	17.3 kg	24.3 kg

Deckenmodell	Art. Nr.: CS2050C
Duales Deckenmodell	Art. Nr.: CS2050D
Wandmodell	Art. Nr.: CS2050W
Mobil	Art. Nr.: CS2050M
Farbkorrektionsfilter	Art. Nr.: 18676

Bitte beachten! 3 Filter sind notwendig. Erhöht die Farbtemperatur zu 4.100 Kelvin.



Wandmodell



Duales Deckenmodell