

PF – MRI

Sunnex PF MRI är en unik undersökningsbelysning tillverkad helt i icke-magnetiskt material och specialdesignad för MRI-avdelningar. PF MRI är även en idealisk belysning för röntgenavdelningar, CAT/PET laboratorier och kliniker.

PF MRI SNABBFAKTA

- »» Testad och godkänd för MRI
- »» Ljusintensiv 50W Halogen kalljusreflektor
- »» Justerbara leder för enkel och exakt inställning
- »» Viktbalanserad bas för extra stabilitet och säkerhet



TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC

Ljusintensitet: Max 43.000 Lux

Ljuskälla: Halogen kalljusreflektor 12V/50W/10°

Ljustemperatur: Max 3.000° Kelvin

Färg: Vit – RAL 9002

Modell: Mobil

Vikt: 18,0 kg

Mobil

Art. Nr.: **PF28016-M**