

PF Serie – Mehrzweck Untersuchungs-Leuchten

PF VORTEILE

- >>> Verfügbar in Decken-, Wand- und mobiler Ausführung
- >>> Einfache Einstellung durch Gelenk-Lampenkopf
- >>> Lenkarm- und Schwanenhalsmodelle
- >>> Leichte Einstellung der Leuchte durch hervorragende Manövrierbarkeit



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss: 230-240V 50Hz AC oder 120V 60Hz AC

Beleuchtungsstärke: Bis 43.000 Lux

Lichtquelle: Halogenlampe – Dichroitisch 12V/50W/10°

Farbtemp.: Bis 3.000 Kelvin

Farbe: Weiß – RAL 9002

Konfiguration:	Decke	Wand	Direktmontage	Mobil
Gewicht:	8,0 kg	7,7 kg	2,0 kg	10,4 kg

Deckenmodell Art. Nr.: **PF2017-44**

Wandmodell Art. Nr.: **PF2015-44**

Direktmontage Art. Nr.: **PF28010**

Mobil, Gelenkarm Art. Nr.: **PF2016-44**

Mobil, Schwanenhalsarm Art. Nr.: **PF2006-32**

