

PF Séries – Eclairage d'examen

PF CARACTERISIQVES

- >>> Disponible en version plafond, mural, mobile
- >>> Rotule en tête de lampe qui permet de bouger aisément dans le sens vertical et horizontal afin d'ajuster le flux lumineux
- >>> Existe en bras rigide et avec flexible semi rigide
- >>> Filtre de correction de couleur disponible



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230-240V 50Hz AC ou 120V 60Hz AC

Intensité lumineuse: Jusqu'à 43 000 Lux

Source lumineuse: Ampoule halogène – Dichroïque 12V/50W/10°

Temp. de couleur: Jusqu'à 3 000 Kelvin

Couleur: Blanc – RAL 9002

Configuration:	Plafonnier	Mural	Direct Mount	Mobile
Poids:	8.0 kg	7.7 kg	2.0 kg	10.4 kg

Plafonnier	Réf.: PF2017-44
Mural	Réf.: PF2015-44
Direct Mount	Réf.: PF28010
Mobile, bras articulé	Réf.: PF2016-44
Mobile, bras avec flexible	Réf.: PF2006-32

