


## RLM – Lupplampa

RLM är en effektiv och ekonomisk lupplampa väl lämpad inom de flesta områden inom medicin och medicinteknik.

### RLM SNABBFAKTA

- >>> 2.25 X förstoring (5 diopter)
- >>> Ett 22W runt lysrör som ger en jämn och bra ljusbild
- >>> Extra förstoringlins på 2,25 X finns som tillbehör
- >>> Finns med tvingfäste eller som mobil



### TEKNISKA DATA

**Nätspänning:** 230-240V 50Hz AC  
**Ljusintensitet:** Max 10.500 Lux  
**Ljuskälla:** 22W lysrör  
**Ljustemperatur:** Max 4.000° Kelvin  
**Färg:** Vit – RAL 9002

<b>Modell:</b>	Tvingfäste	Mobil
<b>Vikt:</b>	6,8 kg	10,0 kg

<b>Tvingfäste</b>	Art. Nr.: <b>RLM-CL-230V</b>
<b>Mobil</b>	Art. Nr.: <b>RLM-CLT-230V</b>
<b>Extra förstoringlins - 2,25 X</b>	Art. Nr.: <b>RLM-5XMAG</b>