

## SunExam™

Sunnex SunExam™ har ett mycket flexibelt armsystem som medger montering även vid höga takhöjder. Belysningen är utrustad med ett kompakt lamphuvud som ger en hög färgtemperatur med en mycket bra ljusintensitet.

### SUNEXAM™ SNABBFAKTA

- >>> Distinkt ljusbild på 150 mm Ø vid 1,0 meter
- >>> Lätt utbytbar 75W halogenlampa
- >>> 710 mm enkelt inställbar fjäderarm
- >>> 585 mm rotationsarm
- >>> IR-absorberande färgkorrektionsfilter
- >>> Inställningshandtag lätt åtkomligt på lamphuvudet



### TEKNISKA DATA

**Nätspänning:** 230-240V 50Hz AC

**Ljusintensitet:** Max 42.000 Lux

**Ljuskälla:** Halogenlampa 12V/75W

**Färgtemperatur:** Max 4.300° Kelvin

**Färg:** Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Vägg	Mobil
Vikt:	21,6 kg	8,7 kg	33,4 kg

Tak	Art. Nr.: 28502
Vägg	Art. Nr.: 28500
Mobil	Art. Nr.: 28501

