

## SunSpot™

SoloSpot™ är utvecklad för applikationer när ett välfokuserat och högintensivt ljus krävs. Belysningen är utrustad med en mekanisk dimmerfunktion och justerbar spotfokusering. Som tillval finns en utgång för anslutning av fiberoptisk ljusledare.



## SUNSPOT™ SNABBFAKTA

- »» Justerbar spotdiameter från 75 till 405 mm
- »» Mekanisk dimmer för ljusjustering utan att färgtemperaturen påverkas
- »» IR-absorberande färgkorrektionsfilter
- »» Steriliserbart handtag
- »» Fiberopikutgång som passar alla ljusledare från ACMI, Storz, Olympus och Wolf



## TEKNISKA DATA

**Nätspänning:** 230-240V 50Hz AC

**Ljusintensitet:** Max 21.500 Lux

**Ljuskälla:** Halogenlampa 20V/150W

**Ljustemperatur:** Max 3.200° Kelvin

**Färg:** Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Vägg	Mobil	Combo	Fiberoptik
<b>Vikt:</b>	26,7 kg	10,7 kg	31,7 kg	42,2 kg	0,5 kg

<b>Tak</b>	Art. Nr: <b>28510</b>
<b>Vägg</b>	Art. Nr: <b>28508</b>
<b>Mobil</b>	Art. Nr: <b>28509</b>
<b>Tak, med fiberoptik</b>	Art. Nr: <b>28514</b>
<b>Vägg, med fiberoptik</b>	Art. Nr: <b>28512</b>
<b>Mobil, med fiberoptik</b>	Art. Nr: <b>28513</b>
<b>Combo tak, SunSurgery/SunSpot</b>	Art. Nr: <b>28516</b>
<b>Combo tak, SunSurgery/SunSpot med fiberoptik</b>	Art. Nr: <b>28517</b>

