

SunSurgery™

SunSurgery™ är en optimal belysning vid enklare kirurgiska ingrepp och krävande behandlingar. SunSurgery™ ger en skuggfri och jämn belysning med stort belysningsdjup och hög färgtemperatur.

Armalternativen ger möjlighet till montering även vid höga takhöjder och som tillval finns en Duo version samt ett Track taksystem som medger enkel förflyttning i taket. SunSurgery™ finns även som Combo tillsammans med SunSpot™.



SUNSURGERY™ SNABBFAKTA

- »» Finns i modellerna; tak, duo tak, combo tak, vägg, mobil och med batteri back-up
- »» Fast fokusering 150 mm vid 1,0 meters avstånd
- »» IR-absorberande och färgkorrigerande filter
- »» Lätt utbytbar 90W halogenlampa
- »» 710 mm justerbar arm med +/-40° vertikal justering
- »» 585 mm roterbar arm
- »» MedTrack-systemet utökas arbetsområdet med 1500 mm
- »» Steriliserbart handtag



Mobil

TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC

Ljusintensitet: Max 72.000 Lux

Ljuskälla: Halogenlampa 12V/90W

Ljustemperatur: Max 4.000° Kelvin

Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Duo Tak	Vägg	Mobil	Combo	FO	Batteri back-up
Vikt:	28,0 kg	43,7kg	11,7 kg	39,2 kg	42,2 kg	0,5 kg	25,0 kg

Tak	Art. Nr: 28506
Tak, med batteri back-up	Art. Nr: 28522
Duo Tak	Art. Nr: 28507
Vägg	Art. Nr: 28504
Vägg, med batteri back-up	Art. Nr: 28520
Mobil	Art. Nr: 28505
Mobil, med batteri back-up	Art. Nr: 28521
Combo Tak, SunSurgery™/SunSpot™	Art. Nr: 28516
Combo Tak, SunSurgery™/SunSpot™ med fiberoptik	Art. Nr: 28517
Tracksystem Single, för tak	Art. Nr: 28518
Tracksystem Duo, för tak	Art. Nr: 28519



Duo Tak



Vägg