

TriStar™

Sunnex TriStar™ är ett ekonomiskt alternativ till traditionella undersökningslampor. Belysningen är idealisk för användning där utrymmet är begränsat. Den unika inställningen av belysningshöjden gör TriStar™ Mobil mycket enkel att använda.

TRISTAR™ SNABBFAKTA

- >>> Finns i versionerna vägg och mobil
- >>> Fast fokusering är 125 mm Ø vid 600 mm avstånd
- >>> 1400 mm räckvidd för väggmodellen
- >>> 3x20W Halogen kalljusreflektor
- >>> Unik engreppslösning för inställning av belysningshöjden, från 685 mm upp till 2030 mm på den mobila versionen



Mobil

TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC

Ljusintensitet: Max 42.000 Lux

Ljuskälla: Halogen kalljusreflektor 12V/3x20W/10°

Ljustemperatur: Max 4.100° Kelvin

Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Vägg	Mobil
Vikt:	8,2 kg	11,4 kg

Vägg

Art. Nr.: **TS2015W**

Mobil

Art. Nr.: **TS2015M**

Färgkorrektionsfilter

Art. Nr.: **18676**

OBS! 3 stycken färgkorrektionsfilters erfordras och ger då en färgtemperatur på 4.100° Kelvin.



Vägg